

ZLECENIA NFZ DLA OPORNYCH

Ściągowka dla lekarzy wystawiających zlecenia: na rurki tracheostomijne, filtry HME (wymienniki ciepła i wilgoci), plastry mocujące oraz krtanie elektroniczne.

Zlecenie na wyrób medyczny może wystawić:

- lekarz rodzinny/ lekarz POZ, geriatra, lub lekarz w hospicjum - **tylko na rurkę tracheostomijną, filtry HME do rurki i plaster mocujący filtry HME.**
- lekarz specjalista (np.: laryngolog, otolaryngolog, foniatra, audiolog, chirurg lub onkolog) oraz pielęgniarka do tego uprawniona – **zlecenie na krtać elektroniczną, wymienniki ciepła i wilgoci oraz rurki tracheostomijne.**

Lekarz wypełnia zapotrzebowanie, a system nadaje unikalny numer identyfikacyjny tego dokumentu.

Lekarz wystawiający zlecenie powinien potwierdzić w systemie online prawo pacjenta do świadczeń z NFZ, również w trakcie tzw. teleporady.

Wystawiając zlecenie lekarz wpisuje dodatkowe uprawnienia pacjenta w komórce I.BA – jeśli pacjent je posiada.

- ✓ Pacjenci przysługują 3 rurki tracheostomijne z wymiennym wkładem raz na 6 miesięcy od 2023 r. lub 1 rurka silikonowa raz na 6 miesięcy. Jeśli Pacjent posiada znaczny stopień niepełnosprawności, tzw. dodatkowe uprawnienia, wtedy nie ma limitów ilościowych na zakup rurki.
- ✓ Zakup comiesięczny wymienników ciepła i wilgoci / HME jest refundowany od 2023 r. Ilość przysługująca Pacjentowi na **1 miesiąc – 35 szt.** Zlecenie można wystawić na rok.
- ✓ Zakup krtani elektronicznej raz na 5 lat lub bez limitu czasowego, gdy Pacjent posiada dodatkowe uprawnienia.
- ✓ Zakup comiesięczny plastrów mocujących filtry HME **20 sztuk na miesiąc** jest refundowany od 2024 r. Zlecenie można wystawić na rok.

Zlecenie wystawione i potwierdzone w systemie online jest ważne przez 12 miesięcy.

Jeśli Pacjent nie może zrealizować wystawionego zlecenia powinien skontaktować się z lekarzem/pielęgniarką wystawiającym/ą zlecenie i poprosić o poprawienie istniejącego zlecenia lub o wystawienie nowego.

Nowe kody obowiązujące od stycznia 2024 r:

T.01.01 - krtać elektroniczna (aparat wspomagający mowę)

T.02.01.00 – rurka tracheostomijna dla dorosłych

T.02.01.01 – rurka tracheostomijna dla dzieci

T.03.01 – wymiennik ciepła i wilgoci/HME do rurki z wymiennym wkładem

T.03.01 – wymiennik ciepła i wilgoci/HME do rurki silikonowej

T.04.01 - Plastry mocujące do filtrów HME